

EN - Symbols Glossary. Explanation of symbols on Sweden & Martina Labelling

Symbol	Description	Dental implant	Surgical instrument	Prosthesis
	Caution! See instruction for use	✓	✓	✓
	Batch number	✓	✓	✓
	Code	✓	✓	✓
	Manufacturer	✓	✓	✓
	Country of manufacture	✓	✓	✓
	Date of manufacturer	✓		✓
	Model number: it indicates the model number or type of a product	✓	✓	✓
	UDI code, Unique Device Identification	✓	✓	✓
	Medical Device	✓	✓	✓
	Consult instruction for use ifu.sweden-martina.com	✓	✓	✓
	CE marking <i>Where applicable: The identification number of the Notified Body shall follow this symbol</i>	✓	✓	✓
	CAUTION: Federal law restricts this devices to sale by or on the order of a dentist	✓	✓	✓
	Do not resterilize	✓		
	Single use product, do not reuse	✓		✓
	Do not use if the packaging is damaged	✓	✓	✓
	Non-sterile product		✓	✓
	Sterilized with ionizing radiation	✓		
	Single sterile barrier system with protective packaging inside	✓		
	Expiry date after which the product must not be used	✓		
	Keep away from sunlight	✓		✓
	Keep dry	✓		✓
	An item with demonstrated safety in the MR environment within defined conditions	✓		✓

IT - Glossario dei simboli. Legenda dei simboli nelle etichette dei prodotti Sweden & Martina

Simbolo	Descrizione	Impianti dentali	Strumenti chirurgici	Protesi
	Attenzione! Vedere istruzioni per l'uso	✓	✓	✓
	Numero di lotto	✓	✓	✓
	Codice	✓	✓	✓
	Fabbricante	✓	✓	✓
	Paese di produzione	✓	✓	✓
	Data di produzione	✓		✓
	Numero di modello	✓	✓	✓
	Codice UDI, Identificativo Unico del Dispositivo	✓	✓	✓
	Dispositivo medico	✓	✓	✓
	Consultare le istruzioni per l'uso ifu.sweden-martina.com	✓	✓	✓
	Marchatura di conformità CE <i>Se applicabile: il numero di identificazione dell'organismo deve seguire questo simbolo</i>	✓	✓	✓
	La legge federale americana limita la vendita da parte o per l'ordine di un professionista	✓	✓	✓
	Non ristilizzare	✓		
	Non riutilizzare, prodotto monouso	✓		✓
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	✓	✓	✓
	Prodotto non sterile		✓	✓
	Sterilizzato con radiazioni ionizzanti	✓		
	Sistema a singola barriera sterile con imballaggio protettivo all'interno	✓		
	Data di scadenza oltre la quale non utilizzare il prodotto	✓		
	Mantenere al riparo dalla luce solare	✓		✓
	Mantenere asciutto	✓		✓
	Un articolo la cui sicurezza è stata dimostrata nell'ambiente di risonanza magnetica in condizioni definite.	✓		✓


sweden & martina

Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto 10
35020 Due Carrare (PD) Italy

ES - Glosario de símbolos. Leyenda de los símbolos en las etiquetas de los productos Sweden & Martina

Símbolo	Descripción	Implantes dentales	Instrumental quirúrgico	Prótesis
	¡Cuidado! Ver las Instrucciones de uso	✓	✓	✓
	Número de lote	✓	✓	✓
	Código	✓	✓	✓
	Fabricante	✓	✓	✓
	País de fabricación	✓	✓	✓
	Fecha de producción	✓		✓
	Número de modelo	✓	✓	✓
	Código UDI, identificación única de producto	✓	✓	✓
	Dispositivo médico	✓	✓	✓
	Ver las Instrucciones de uso ifu.sweden-martina.com	✓	✓	✓
	Marcado de conformidad CE <i>Si es aplicable: el número de identificación de la entidad notificada debe seguir este símbolo</i>	✓	✓	✓
	La ley federal estadounidense limita la venta por parte o bajo pedido de un profesional.	✓	✓	✓
	No se puede volver a esterilizar	✓		
	No volver a usar, producto desechable	✓		✓
	No se debe utilizar, si el envase está dañado	✓	✓	✓
	Producto no estéril		✓	✓
	Esterilizado con radiaciones ionizantes	✓		
	Sistema de barrera estéril individual con envase protector en el interior	✓		
	Fecha de caducidad más allá de la cual no se puede usar el producto	✓		
	Mantener alejado de la luz solar	✓		✓
	Mantener seco	✓		✓
	Un artículo cuya seguridad ha sido demostrada en el entorno de resonancia magnética dentro de condiciones definidas.	✓		✓


sweden & martina

Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto 10
35020 Due Carrare (PD) Italy