




















































## Legenda dei simboli nelle etichette dei prodotti Sweden & Martina

		confezioni impianti	confezioni strumenti chirurgici	confezioni delle protesi
	Attenzione! Vedere istruzioni per l'uso	✓	✓	✓
	Numero di lotto	✓	✓	✓
	Codice	✓	✓	✓
	Fabbricante	✓	✓	✓
	Paese di produzione	✓	✓	✓
	Codice UDI, Identificativo Unico del Dispositivo	✓	✓	✓
	Dispositivo medico	✓	✓	✓
	Consultare le istruzioni per l'uso <a href="http://www.sweden-martina.com">www.sweden-martina.com</a>	✓	✓	✓
	Marchatura di conformità CE <i>Se applicabile: il numero di identificazione dell'organismo notificato deve seguire questo simbolo</i>	✓	✓	✓
	La legge federale americana limita la vendita da parte o per l'ordine di un professionista	✓	✓	✓
	Non risterilizzare	✓		
	Non riutilizzare, prodotto monouso	✓		✓
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata	✓	✓	✓
	Prodotto non sterile		✓	✓
	Sterilizzato con radiazioni ionizzanti	✓		
	Sistema a singola barriera sterile con imballaggio protettivo all'interno	✓		
	Data di scadenza oltre la quale non utilizzare il prodotto	✓		

## Explanation of symbols on Sweden & Martina Labelling

		implant packaging	surgical instrument packs	prosthesis packaging
	Caution! See instruction for use	✓	✓	✓
	Batch number	✓	✓	✓
	Code	✓	✓	✓
	Manufacturer	✓	✓	✓
	Country of manufacture	✓	✓	✓
	UDI code, Unique Device Identification	✓	✓	✓
	Medical Device	✓	✓	✓
	Consult instruction for use <a href="http://www.sweden-martina.com">www.sweden-martina.com</a>	✓	✓	✓
	CE marking <i>Where applicable: The identification number of the Notified Body shall follow this symbol.</i>	✓	✓	✓
	American federal law restricts this device to sale by or by order of a professional practitioner	✓	✓	✓
	Do not re-sterilize	✓		
	Disposable product, do not reuse	✓		✓
	Do not use if the packaging is damaged	✓	✓	✓
	Non-sterile product		✓	✓
	Sterilized with ionizing radiation	✓		
	Single sterile barrier system with protective packaging inside	✓		
	Expiry date after which the product must not be used	✓		

## Legenda de los símbolos en las etiquetas de los productos Sweden & Martina

		envases implantés	envases instrumental quirúrgico	envases de las prótesis
	¡Cuidado! Ver las Instrucciones de uso	✓	✓	✓
	Número de lote	✓	✓	✓
	Código	✓	✓	✓
	Fabricante	✓	✓	✓
	País de fabricación	✓	✓	✓
	Código UDI, identificación única de producto	✓	✓	✓
	Dispositivo médico	✓	✓	✓
	Ver las Instrucciones de uso <a href="http://www.sweden-martina.com">www.sweden-martina.com</a>	✓	✓	✓
	Marcado de conformidad CE <i>Si es aplicable: el número de identificación de la entidad notificada debe seguir este símbolo</i>	✓	✓	✓
	La ley federal estadounidense limita la venta por parte o bajo pedido de un profesional.	✓	✓	✓
	No se puede volver a esterilizar	✓		
	No volver a usar, producto desechable	✓		✓
	No se debe utilizar, si el envase está dañado	✓	✓	✓
	Producto no estéril		✓	✓
	Esterilizado con radiaciones ionizantes	✓		
	Sistema de barrera estéril individual con envase protector en el interior	✓		
	Fecha de caducidad más allá de la cual no se puede usar el producto	✓		